



Soundshuttle

Anwendungen Signalanlagen Wecker & Vibrationsuhren Telefonieren Hörverstärker Audio TV & Musik Trocknung & Pflege

Suche...

Startseite » Hörverstärker Audio TV & Musik » Ringschleifenverstärker » Soundshuttle | Mobile Ringschleife (Vivid)



Ihr Warenkorb
keine Produkte

Service

Ihr Fachlieferant mit der persönlichen Beratung

Wir betreuen unsere Kunden bei allen Fragen über "Technische Hilfen für Hörgeschädigte". Durch unsere fachlichen Erfahrungen mit den Produkten beraten wir Sie gerne über deren Anwendungen in Alltag und Arbeitsleben.

Rufen Sie uns einfach an:
+ 49 (0) 651-99 45 680

Oder schreiben Sie per E-Mail:
info@reha-com-tech.de

Telefonische Bestellannahme montags bis freitags von 9.00 - 13.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr

Kundenlogin!

E-Mail-Adresse

Passwort

Konto erstellen
Passwort vergessen?

Erweiterte Suche

Erweiterte Suche
Browser-Schnellsuche [info]

Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Zuletzt angesehen



Soundshuttle | Mobile Ringschleife (Vivid)

239,00 EUR

Hersteller

Bitte wählen



Soundshuttle | Mobile Ringschleife (Vivid)

Art.Nr.: KHV001228

239,00 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

1

[Auf den Merkzettel](#)

[Datenblatt drucken](#)

ARTIKELBESCHREIBUNG

Die Situation:

Als Hörgeräteträger sind Sie im Alltag vielen Situationen ausgesetzt, bei denen störende Hintergrund- und Umgebungsgeräusche die Sprachverständlichkeit enorm beeinträchtigen. Derartige Situationen erschweren die Kommunikation.

Die Lösung:

Soundshuttle, eine mobile Ringschleife, bei dem die für Ringschleifenanlagen typische Ringleitung nicht verlegt zu werden braucht. Soundshuttle kommt ganz ohne Ringleitung aus.

Einfache Handhabung & Einsatzbereiche:

Sie können Soundshuttle überall dort einsetzen, wo Sie sich gerade aufhalten und wo es Ihre individuellen kommunikativen Bedürfnisse erfordern: zum Beispiel bei

- 1:1-Gesprächen (beim Arzt, beim Seelsorger, beim Anwalt)
- im Restaurant
- beim Beratungsgespräch im Geschäft
- bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker
- am Bank-, Auskunfts-, Informations- oder Fahrkartenschalter
- im Empfangsbereich in Hotels, etc. Soundshuttle überzeugt durch eine einfache Bedienung: Aufstellen, Einschalten - fertig.

Das Funktionsprinzip:

Soundshuttle nimmt über das eingebaute Mikrofon Töne (Sprache) auf und erzeugt direkt vor Ihnen ein etwa 2 x 2 Meter großes induktives Feld (Magnetfeld). Die von Soundshuttle ausgehenden Signale werden von Hörgeräten mit eingebauter und aktivierter Induktionsspule aufgenommen. Hierzu müssen Ihre Hörgeräte auf die Position „M“ oder „MT“ eingestellt werden. Innerhalb des Sendebereiches (Magnetfeld) können Hörgeräteträger die aufgenommene Sprache deutlich besser verstehen, da störende Hintergrundaeräusche und Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden.